

ТОО «Центр САТР»

Республика Казахстан

г. Алматы, А05Р6Х2

ул. Байзакова, 273 «в»

БИН 090340001212

ИИК KZ336017131000026550

БИК HSBKKZKX

АО «Народный банк Казахстана»

КБЕ 17, Код поставщика 56213

e-mail: info@satr.kzСайт: www.satr.kz**«Утверждаю»**

Директор

ТОО «Центр САТР»

Р.А. Сулейменова

28 августа 2024 г.

**ПРАЙС-ЛИСТ на 2024 год****Логопедические зонды**



Специалист по продажам: Хаткулиева Гульбостан Тургановна


тел./факс: 8 (727) 395-83-30, моб. 8 707 969 10 42, e-mail: gulbostan61@mail.ru

Инструменты изготавливаются из высококачественной пищевой нержавеющей стали.

Поверхность инструментов отполирована для исключения повреждений кожных и слизистых оболочек при работе и соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

Рукоятки удлинены для удобства в работе.

№	Наименование, описание	Цена с НДС (тенге)
1	Зонды массажные, комплект из 12 штук Полный комплект массажных зондов. Используется для мягкого массажного воздействия на мышцы артикуляционного аппарата. 	38000
2	Зонды массажные, комплект из 8 штук Комплект основных массажных зондов. Используется для мягкого массажного воздействия на мышцы артикуляционного аппарата. 	26 000
3	Зонды массажные, комплект из 4 штук Комплект дополнительных массажных зондов. Используется для мягкого массажного воздействия на мышцы артикуляционного аппарата. 	17 000
4	Зонды постановочные, комплект из 7 штук (по методике Ф.А.Рау) Используется для постановки звуков. В комплект включен шариковый зонд (шарик пластиковый) для постановки звука [р,	24 000

	р']. 	
5	Зонды постановочные, комплект из 7 штук (по методике Л.С.Волковой) Используется для постановки звуков. Наиболее эффективен при работе с шипящими, заднеязычными и аффрикатами. 	24 000
6	Зонды вспомогательные, комплект из 2 штук (роторасширители) Используются для фиксации широкого рта при постановке звуков и во время массажа артикуляционного аппарата; фиксации губ в статических позах, разведения губ в улыбку; растягивания уплотненной верхней и нижней губной связки. 	9 000
7	Комплект изделий из проволоки с подвижными шариками, для миогимнастики из 4 шт. (Комплект зондов массажных для миогимнастики с подвижными шариками (шарики нержавеющие)) 	20 000
8	Логопедические массажные зонды по методике Пиляевой (комплект из 10 шт.) Новинка!  Комплект включает в себя различные по применению и назначению инструменты: миогимнастики, зонды массажеры, зонды направители и фиксаторы. 1. Многофункциональный логопедический зонд №1 "Логолунтик". 2. Логопедический зонд №2 "Логовупсень". 3. Логопедический зонд по методике Пиляевой №3 "Логовупсень". 4. Логопедический зонд по методике Пиляевой №4 "Логомила". 5. Логопедический зонд по методике №5 "Ёлочка". 6. Комбинированный логопедический массажный зонд №6 "Логопедический ежик игольчатый" с нержавеющим массажером Су Джок. 7. Логопедический зонд №7 "Корона". 8. Логопедический зонд №8 "Логошнюк". 9. Логопедический зонд по методике Пиляевой №9 "Ромашка". 10. Логопедический зонд по методике Пиляевой №10 "Ромашка наклонная".	40 000

9	Логопедический зонд по методике Пиляевой №6 "Ёжик игольчатый" с нержавеющей массажером Су Джок Новинка!  Инструмент двухсторонний: с одной стороны массажный зонд "ёжик" с другой стороны игольчатый зонд (аналогичный зонду "Вилочка" из массажного комплекта). Зонд-массажер. Состоит из двух рабочих частей. Первая часть выполнена в виде поперечной направляющей оси с расположенным на ней массажером пружинным Суджок (сторона «А»). Массажер выполнен из нержавеющей стальной проволоки повышенной жесткости. Вторая рабочая часть выполнена аналогично зонду массажному №1 «Вилочка» (сторона «Б») Все элементы зонда выполнены из высококачественной медицинской нержавеющей стали. Зонд может обрабатываться химическими и термическими способами предстерилизационной очистки и стерилизации. Две рабочие поверхности инструмента позволяют выполнять комплексы массажа с индивидуальной постепенной нагрузкой на массируемый участок. Рекомендуется использовать для массажа при атрофиях, контрактуре движений артикуляционных органов, нарушении иннервации и паретичности мышц артикуляционного аппарата.	6 000
10	Логопедические зонды массажно-постановочные (по методике Микляевой) комплект из 8 штук" Новинка!  Комплект состоит из 8 инструментов: 1. Зонд №1 «Горка» 2. Зонд №2 «Зайчик» 3. Зонд №3 «Собачка» 4. Зонд №4 «Крокодил» 5. Зонд №5 «Лопата» 6. Зонд №6 «Машина» 7. Зонд №7 «Мишка» 8. Зонд №8 «Рыбка»	26 000
11	Зонд массажно постановочный "Заслонка" Новинка!  Для активации заднеязычных звуков Г, К, Х, путем перемещения языка к корню, массажа продольных мышц языка.	4 000

12	Массажно постановочный зонд “Заслонка малая” Новинка!  Для активации заднеязычных звуков Г, К, Х, путем перемещения языка к корню, массажа продольных мышц языка.	4 000
13	Логопедический постановочный зонд по методике Пиляевой Н.С. №1 [Р, Р'] Новинка!  Зонд для подготовки к постановке и постановки звука [р, р']. Размер массажной части уменьшен для удобства массажа подъязычной зоны на подготовительном этапе. Шарик на постановочной части зонда вращается вокруг оси, перпендикулярной оси рукоятки зонда.	7 000
14	Логопедический зонд по методике Пиляевой №1 “Логолунтик” Новинка!  Рабочая часть зонда состоит из двух пар боковых фиксаторов для губ и челюсти и изогнутой направляющей с подвижным нержавеющей шариком. Предназначен для укрепления мышц скул, щек, губ, языка у детей дошкольного и младшего школьного возраста при дизартрии, диспраксии, алалии, смешанных парезах артикуляционных мышц, ринолалии, ДЦП а так же у детей с нарушением произношения и слуха.	7 000
15	Логопедический зонд по методике Пиляевой №4 “Логомила” Новинка!  Зонд направитель-миогимнастик состоит из двух продольно-симметричных частей и направляющих с подвижными элементами. Предназначен для выполнения миогимнастических комплексов при спастичности и малой подвижности мышц языка у детей дошкольного и младшего школьного возраста при дизартрии, нарушении звукопроизношения и слуха, ринолалии, алалии, а также у взрослых при постинсультной афазии и некомпенсированной дизартрии.	7 000
16	Зонд логопедический массажный №4 «Средние саночки» Новинка!  Зонд точно скользит по мышцам языка, скул, щек, губ, мягкого неба, предплечья в разном направлении, заставляя их активизироваться. Изгибы зонда выполнены так, чтобы можно было работать любой стороной.	4 000
17	Емкость-контейнер ЕДПО-3-01 Для дезинфекции зондов (требуется дезинфицирующий раствор)	14 000

- ✓ При заказе обязательно уточняйте наличие товара на складе, а также срок поставки.
- ✓ В стоимости товара учтён налог на добавленную стоимость (НДС) - 12%.
- ✓ Цены указаны без учёта транспортных расходов по доставке до потребителя.
- ✓ Цены даны по состоянию на 28.08.2024 г. и могут быть изменены ТОО «Центр САТР» в одностороннем порядке.